



TOCTAX Reagenziensatz für 2 Monate, TOC-Analysator

Termékszám:

LCW840

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető

Veszélyes



Műszaki adatok

Különleges jegyzet:

Reagent set for TOCTAX (suitable for 2 month operation)

Összetétel:

BCF689 Reagenz A für PHOSPHAX sigma und TOCTAX (5,2 l);

BCZ822 Zusätze für Reagenz A (PHOSPHAX sigma/TOCTAX);

BCF851 Reagenz B für TOCTAX (5,2 l)