



Kloridmentesítő készlet

Termékszám:

LCW925

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető

Veszélyes



20 g/literig a zavaró kloridterhelés eltávolításához, például nitrát elemzésénél

Műszaki adatok

Leírás:	Kloridmentesítő készlet a zavaró kloridterhelés eltávolításához 20 g/literig
Módszer név:	A klorid ezüst-klorid formájában kicsapódik és eltávolítható.
Paraméter:	Klorid
Tárolási feltételek:	15 - 25 °C
Tesztek száma:	25