



SOTA PT100T pH electrode, 12 mm, TOP68 connector

Termékszám:	LZX583
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Standard glass and reference system with head connector TOP68

Műszaki adatok

Alkalmazás:	General use
Anyag:	Sensor: Glass
Bemerülő mélység:	105 mm
Csatlakozó:	TOP68
Elektrolit:	KCl/AgCl + KNO ₃ gel, suitable for high temperatures
Garancia:	6 hónap
Hőmérséklet érzékelő:	PT100
Hossz:	140 mm
Kábel csatlakozás:	TOP68 connector
Membrán:	Ring diaphragm, porous PTFE, double
Méréstartomány:	0 - 80 °C
Nyomástartomány:	0 - 3,5 bar
Referencia elektróda:	None
Szenzor menet:	Pg 13,5