



Rúd rögzítő egység pH színjelölés, 1"NPT, SS cső 2m

Termékszám: LZY714.99.21920

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk

Elérhető

Rozsdamentes acél rúd rögzítő egység 1" NPT pH érzékelőhöz, színjelöléssel és 2 m SS rúddal. Használható az összes 1" NPT pH érzékelőhöz, mint az 1200S sc (LXV426.99.10001) és pHDP ORP (LXV427.99.10001)

Műszaki adatok

Anyag:	Folyadékkal érintkező részek: rúd SS 1.4301; érzékelő adapter PVC; csavar készlet SS.
Hossz:	Rúd: 2000 mm
Műszer:	használható: összes 1"NPT pH érzékelőhöz.
Súly:	Csak kiemelhető rész: 4,9 kg