



Pole mounting hardware pH, 24cm bracket, SS pole 2m

Termékszám: LZY714.99.22920

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk

Szállítás 1 héten belül

Stainless steel pole mounting hardware for 1" NPT pH sensor including 24 cm SS bracket and 2 m SS pole. Suitable for all 1" NPT pH sensors like 1200S sc (LXV426.99.10001) and pHD ORP (LXV427.99.10001)

Műszaki adatok

Anyag:	Wetted parts: pole SS 1.4301; sensor adapter PVC; screw set SS.
Átmérő:	40 mm
Hossz:	Pole: 2000 mm
Műszer:	Suitable for all 1" NPT pH sensors
Súly:	Lifting part only: 4.9 kg