



Intellical MTC306 kombinációs ezüst fémelektróda az AT1000 argentometriás titrálásokhoz

Termékszám: MTC30601

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül

Az Intellical MTC306 egy digitális kombinációs ezüstrúd-szonda újratölthető referenciával és beépített hőmérséklet-érzékelővel. A szonda 1 méteres kábellel kapható, és a Titralab AT1000 termékcsaláddal végzett titráláshoz készült. Az MTC306 szonda ideális megoldást nyújt az argentometriás kicsapódásos titráláshoz, amely a víz vagy az élelmiszeripari termékek klorid/sótartalmának meghatározására szolgál.

Műszaki adatok

Csatlakozó:	Tű porózus csatlakozó
Elektróda típus:	Fém RedOx titrálás, Pt/Ref
Garancia:	12 hónap
Hőmérséklet felbontás:	0,1 °C
Hőmérséklet pontosság:	±0,3 °C
Hőmérséklet tartomány:	0 - 80 °C
Hossz:	200 mm
Kábel hossz:	1 m
Méréstartomány:	±1200 mV
Méretek (ÁxH):	12 mm x 200 mm
Method Type:	Laboratórium: RedRod/újratölthető referenciaelem
Paraméter:	mV
Product Kit:	Modell: MTC306
	Mellékelt tartozék: nincs
Reference system:	Ag/AgCl
Sensor material:	Epoxi
Speciális tulajdonság:	Argentometriás (ezüst-nitrát) titrálás
Súly:	0,1 kg
Szenzor típus:	Ezüst rúd
Szondatípus:	Normál
Termisztor:	ATC
Test requirements:	Szükséges paraméter: argentometriás titrálás
	Minimális mintamélység (mm): 20

Töltőoldat:

1 M KNO_3 (termékszám: 28564026)