



Intellical MTC695 dupla platinaelektroda az AT/KF1000 RedOx titrálásokhoz

Termékszám: MTC69501
HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül

Az Intellical MTC695 egy dupla kapcsos platina elektroda beépített hőmérséklet-érzékelővel. A szonda 1 méteres kábellel kapható, és a TitrLab AT1000 termékcsaláddal végzett titráláshoz készült. Az MTC695 elektroda ideális megoldást nyújt az áram segítségével végzett (imposed current) redoxi jodometriás titráláshoz, amely a szabad és teljes klorid, a víz klór-dioxid és kéntartalmának, valamint a borászati termékek kén-dioxid-tartalmának meghatározására szolgál. Ez a szonda a TitrLab KF1000 termékcsaláddal együtt a Karl Fischer nedvességtartalom meghatározására is alkalmas.

Műszaki adatok

Elektroda típus:	Fém RedOx titrálás, Pt-Pt
Garancia:	12 hónap
Hőmérséklet felbontás:	0,1 °C
Hőmérséklet pontosság:	±0,3 °C
Hőmérséklet tartomány:	-10 - 80 °C
Hossz:	200 mm
Kábel hossz:	1 m
Méréstartomány:	±1200 mV (±200 µA)
Méretek (ÁxH):	12 mm x 200 mm
Method Type:	Dupla platinaelektroda titrálásokhoz
Paraméter:	mV
Product Kit:	Modell: MTC695
	Mellékelt tartozék: nincs
Sensor material:	Epoxi
Speciális tulajdonság:	Áram segítségével végzett (imposed current) redoxi titrálás
Súly:	0,1 kg
Szenzor típus:	Platina vezetékek
Szondatípus:	Normál
Termisztor:	ATC
Test requirements:	Szükséges paraméter: RedOx titrálás
	Minimális mintamélység (mm): 10