



pH Electrode for 8362 Ultrapure Water Sensor

Termékszám: 08362=A=2000

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül

Part of analogue pH sensor 8362, specially designed for pure water pH measurement.

Műszaki adatok

Alkalmazás:	Ultrapure water
Anyag:	Sensor: Glass
Csatlakozó:	S7 Connector
Garancia:	6 hónap
Hőmérséklet érzékelő:	PT100
Hossz:	120 mm
Kábel csatlakozás:	S7 connector
Különleges jegyzet:	pure water pH electrode
Méréstartomány:	0 - 14 pH
Referencia elektróda:	None
Szenzor menet:	Pg 13,5