



POCKET Colorimeter II Koloriméter KOI-elemzéshez (alacsony tartomány)

Termékszám: 5953000V.03

ELAVULT CIKK
Ez a termék már nem elérhető.

Kis méret, nagy teljesítmény a vízelemzésben

A kémiai oxigénigény (KOI) alacsony tartományú (LR) küvettatesztes meghatározására programozott hordozható koloriméter Hordtáskában, elemekkel és kezelési utasítással

Egyszerű: az összes funkció mindössze négy gombbal elérhető.

Áramellátás: elemes működtetés esetén legfeljebb 2000 vizsgálatra

A háttérvilágításnak és a nagyméretű számoknak köszönhetően a kijelzett értékek nehéz körülmények között is jól láthatók.

Megbízható eredmények hálózati áramellátás nélkül

Masszív, ugyanakkor könnyű kialakítás

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	Minden Pocket Colorimeter II műszert használatra készen szállítunk, amely reagenskészletet (előre bemért, egységnyi reagens adagokat), masszív hordtáskát és kezelési utasítást tartalmaz.
Garancia:	24 hónap
Méréstartomány:	15 - 150 mg/L O ₂ / 50 - 300 mg/L O ₂
Paraméter:	KOI LR (az LCK314, 614 küvettákhoz alkalmas)

A doboz tartalma

Minden Pocket Colorimeter II műszert használatra készen szállítunk, amely reagenskészletet (előre bemért, egységnyi reagens adagokat), masszív hordtáskát és kezelési utasítást tartalmaz.