



Nitrát standard, 200 mg/L NO₃ (45,2 mg/L NO₃-N), 500 mL

Termékszám:	LCW827
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Standard oldat online nitrátmeghatározáshoz

Műszaki adatok

Koncentráció:	200 mg/L NO ₃ (45,2 mg/L NO ₃ -N)
Műszer:	Nitratax
Paraméter:	Nitrát
Platform:	Oldat
Térfogat/ csomagméret:	500 mL