



Acid reagent powder pillows, 25 mL, pk/1000

Termékszám:

104228

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül



For determination of high range silica by the silicomolybdate method (Hach method 8185) Range: 1-100.0 mg/L SiO₂. Also used in the iodometric method (Hach method 10100) for the determination of high range hypchlorite (50-150 g/L as Cl₂). Pack of 1000 powder pillows.

Műszaki adatok

Módszer név:

Silicomolybdate

Platform:

Porpárna