



Beaker, polypropylene, low form, 600 mL

Termékszám:	108052
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül	

Griffin low form. For general laboratory use. Non-toxic, noncontaminating, and biologically inert. Autoclavable. Combines no drip pouring, durability, and translucency. Approximate volume scales molded in for small sizes. Sizes 250 mL and larger feature silk-screened graduations and double spout for easier pouring. Nalgene.

Műszaki adatok

Anyag:	Polypropylene, Low Form
Átmérő, külső:	110.7 mm with spout
Egység:	1 each
Kapacitás:	600 mL
Módszer száma:	8006
Műszer:	All except DR/4000, PC II