



## Reagent powder pillows, ChromaVer® 3, chromium , 25 mL, pk/1000

Termékszám:

1206628

Veszélyes

### ELAVULT CIKK

Ez a termék már nem elérhető.



Javasolt cserék:

- 1206699

For hexavalent chromium determination by the Diphenylcarbohydrazide Method. USEPA accepted for reporting for wastewater analyses using Hach Method 8023. Range: up to 0.70 mg/L Cr. Sample Size: 25 mL.

## Műszaki adatok

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| EPA compliant: | Igen                       |
| Módszer név:   | 1,5-Diphenylcarbohydrazide |
| Platform:      | Porpárna                   |