



Reagent powder pillows, ChromaVer[®] 3, chromium, , 5 or 10 mL, pk/1000

Termékszám:

1271028

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül



For determination of hexavalent chromium by the Diphenylcarbohydrazide method. USEPA accepted for reporting for wastewater analyses using Hach Method 8023, Diphenylcarbohydrazide Method. Photometric Sample Size: 10 mL. Photometric Range: up to 0.70 mg/L. Kit Sample Size: 5 mL. Kit Range: Up to 1.50 Pack of 1000 powder pillows.

Műszaki adatok

EPA compliant:	Igen
Méréstartomány:	0.010 - 0.700 mg/L Cr ⁶⁺
Módszer név:	1,5-Diphenylcarbohydrazide
Módszer száma:	8023
Műszer:	All except DR/3000, DR/2000, DR 900
Paraméter:	Chromium
Platform:	Porpárna
Tesztek száma:	1000