



Flask, volumetric, polypropylene, 100 mL

Termékszám:	1406042
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Polypropylene flask and screw cap. Durable with excellent chemical resistance, with the same accuracy as glass. Permanent color graduation line with marking spot. Calibrated “to contain/deliver” at 20°C. The 200/203 capacity flask has dual marks useful in DO determination via Winkler Titration.

Műszaki adatok

Anyaga:	Polypropylene
Egység:	1 each
Kapacitás:	100 mL
Tanúsítványok:	Not Applicable