



Powder pillows indicator, bromphenol blue, pk/100

Termékszám:	1455099
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül	

pH indicator for acidity and alkalinity titrations. Visual transition interval: pH 3.0 (yellow)-pH 4.6 (blue). Sample Size: 50 mL

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0 - 5000 CaCO ₃ (MO)
Méréstartomány (2):	0 - 10000 CaCO ₃ (P)
Módszer név:	Titration
Módszer száma:	8202 (P)
Platform:	Porpárna
Térfogat:	100 Powder Pillows
Tesztek száma:	100