



## Flask, volumetric class A, glass, 50 mL

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>Termékszám:</b>           | <b>1457441</b> |
| HUF Ár (nettó):              | Elérhetőségünk |
| Szállítási dátum nem látható |                |

Calibrated “To Contain” and manufactured to ASTM E438, “Glass in Laboratory Apparatus” requirements. Stopper not included—see page 375.

---

### Műszaki adatok

|                |               |
|----------------|---------------|
| Anyaga:        | Class A Glass |
| Egység:        | 1 each        |
| Kapacitás:     | 50 mL         |
| Tanúsítványok: | No            |