



Buret, automatic, class A, 5 mL

Termékszám: 2055037

ELAVULT CIKK
Ez a termék már nem elérhető.

Calibrated to ASTM E694 standard. NIST traceable, Class A buret with 70 mL reservoir. 5.0 mL buret capacity with 0.1 mL subdivision (tolerance ± 0.01 mL). Reservoir stopper and #2 PTFE stopcocks included.

Műszaki adatok

Anyaga:	Class A Glass
Kapacitás:	5 mL
Speciális tulajdonság:	Buret, Automatic