



Be Right™



Tubing, nalgene 8000, vacuum, 9.5 mm (I.D.)

Termékszám:	2074146
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Similar to Nalgene 8000 regular tubing, but with heavier walls. Imprinted in red for instant identification. Saves time and avoids errors which could invalidate experiments or injure laboratory personnel.

Műszaki adatok

Anyaga:	Tygon
Átmérő, külső:	7/8 in
Cső falvastagság:	1/4 in
Formula (Text):	R-3603
Hossz:	50 ft
I. D.:	3/8 in