



Bottle, BOD, black, 300 mL

Termékszám:	2086047
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

The standard for BOD analysis. Borosilicate glass bottle with flared lip and ground-glass stopper to prevent air entrapment and for water seal. Frosted marking area. Stopper included (60 and 300 mL sizes). Serialized bottles have silk-screened, sequential

Műszaki adatok

Anyag:	Borosilicate Glass
Body Material:	Glass
Kapacitás:	300 mL
Package size UOM:	1pk
Térfogat/ csomagméret:	1 each