



Be Right™



Flask, Erlenmeyer, polymethylpentene capacity 125 mL

Termékszám:	2089843
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Polymethylpentene flask with polypropylene screwcap features clarity, chemical resistance, strength, and autoclavability (Do not engage threads during cycle). Useful for titrations, preparation and storage of media.

Műszaki adatok

Anyag:	Polymethylpentene
Egység:	1 each
Kapacitás:	125 mL
Típus:	Erlenmeyer