



Be Right™



Flask, Erlenmeyer, polymethylpentene capacity 125 mL, 6/pk

Termékszám:	2089873
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Polymethylpentene flask with polypropylene screwcap features clarity, chemical resistance, strength, and autoclavability (Do not engage threads during cycle). Useful for titrations, preparation and storage of media.

Műszaki adatok

Anyag:	Polymethylpentene
Egység:	6/pk
Kapacitás:	125 mL
Típus:	Erlenmeyer