



Flask, Erlenmeyer, polymethylpentene capacity 250 mL, 4/pk

Termékszám:	2089876
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Polymethylpentene flask with polypropylene screwcap features clarity, chemical resistance, strength, and autoclavability (Do not engage threads during cycle). Useful for titrations, preparation and storage of media.

Műszaki adatok

Anyag:	Polymethylpentene
Egység:	4/pk
Kapacitás:	250 mL
Típus:	Erlenmeyer