



Be Right™



Pipetta, szerológiai, steril, polisztirol, 10 mL, narancssárga, 200/csomag

Termékszám:	2092668
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Steril, eldobható műanyag pipetta. Külön csomagolt. Színkódolt. „Szállításhoz” kalibrálva. Megfelel az ASTM E934 szabványnak.

Műszaki adatok

Graduations:	0.10 mL
Kapacitás:	10 mL
Negative Graduations:	3.0 mL
Térfogat/ csomagméret:	200 /csomag