



Pipetta, Mohr, üveg, 1 mL

Termékszám: 2093635

ELAVULT CIKK

Ez a termék már nem elérhető.

B osztályú pipetták, „szállításhoz” kalibrálva. Állandó barna skála a pipettatestbe ágyazva. Térfogat szerint színekódolt. Edzett hegyek a tartósság érdekében. Az ASTM E1293 szabvány B osztályú 1. kialakításra vonatkozó követelményei alapján tervezve.

Műszaki adatok

Graduations:	0.01 mL
Kapacitás:	1,0 mL
Térfogat/ csomagméret:	1 darab