



Crucible, Gooch, 25 mL Capacity

Termékszám:	2098640
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Perforated bottom, glazed inside and out except for outside bottom surface. Filter for Gooch Crucible available and sold separately.

25 mL Gooch Crucible is recommended for use in Standard Methods 2540 C and 2540 D to determine Total Suspended Solids.

Műszaki adatok

Kapacitás:	25 mL
Térfogat/ csomagméret:	1 /pk