



Reagent powder pillows, silica, citric acid, 10 mL, pk/1000

Termékszám:

2106228

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül



For determination of high range silica by the silicomolybdate method (Hach method 8185), and low range silica by the heteropoly blue method (Hach method 8186). Pack of 1000 Powder Pillows.

Műszaki adatok

Paraméter:

Silica

Platform:

Porpárna

Térfogat/ csomagméret:

pkg 1000