



Be Right™



Centrifuge Tube, Conical Bottom, 10/pk

Termékszám:

2115839

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható

Centrifuge tube with conical bottom. Polycarbonate with molded-in 0.1mL graduations. For low-speed centrifugation up to 6000 x g. Autoclavable. The 15 mL size is also used with Settlometer Kit (P/N 21157-00). Supplied in packages of 10, without closures. Autoclavable. Nalge.

Műszaki adatok

Hossz:	120 mm
Kapacitás:	15 mL
Térfogat/ csomagméret:	10 /pk