



Pufferelt hígítóvíz-párnák, 25/csomag

Termékszám:	2143166
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül	

Az utasítások betartásával történő előkészítés esetén a Hach pufferelt hígítóvíz-párnák megfelelnek a Standard módszerek víz és szennyvíz vizsgálatához szabvány „Pufferelt víz” című 9050C.1.a.1 részének.

A pufferelt hígítóvíz-párnák (cikksz.: 2143166) 25 darab magnézium-klorid és kálium-dihidrogén-foszfát párnát tartalmazó csomagokban kaphatók. 25 L hígítóvíz előállítására alkalmas (1 liter/1 magnézium-klorid + 1 kálium-dihidrogén-foszfát párna).

Komplett megoldások uszodák/medencék vizének teszteléséhez

A Hach számos megoldást és berendezést kínál szabadidős célú

tesztelésekkel kapcsolatos igényeihez.

Komplett megoldások szennyvíz teszteléséhez

A Hach kényelmesen használható berendezéseket

gyárt, hogy gyorsan és egyszerűen tesztelhesse szennyvizét és nem iható vizét.

Komplett megoldások ivóvíz teszteléséhez

Bármilyen módszerrel is vizsgálja ügyfelünk az ivóvízmintáit,

a Hach kényelmesen használható berendezéseket

gyárt az egyszerű és gyors tesztelés érdekében.

Műszaki adatok

Térfogat/ csomagméret: 25 db/csomag