



Buffer, Phosphate Type, pH 7, for Amperometric Chlorine, 100 mL MDB

Termékszám:	2155332
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül	

For determination of chlorine by amperometric titration. APHA formulation 100 mL bottle

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0.5 mg/L and above Cl_2
Méréstartomány (2):	0,0051 - 5,000 mg/L Cl_2
Módszer név:	Amperometric Titration
Módszer száma:	8334
Műszer:	AutoCat [™] 9000
Platform:	Oldat
Tesztek száma:	100