



Dish, Petri, 15 x 100 mm

Termékszám:	2178900
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Widely used in microbiology, these standard-size polystyrene petri dishes are presterilized, stackable, and disposable. Dishes are packaged 24 per sleeve, with a case containing 25 sleeves (600 dishes total).

Standard-size polystyrene petri dishes

Presterilized, stackable, and disposable

600 dishes total

Műszaki adatok

Térfogat/ csomagméret:	600
------------------------	-----