



Pipettahegyek, Tensette pipetta (1970010), 1,0 - 10,0 mL, nem steril, 250/csomag

Termékszám:	2199725
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül	

A Hach TenSette pipettái pontos és gazdaságos pipettázást biztosítanak. Az egycsatornás, levegőkiszorításos pipettáknak két típusa van: 0,1 - 1,0 mL térfogatú (0,1 mL-es léptékekben) és 1,0 - 10,0 mL térfogatú (1,0 mL-es léptékekben). A térfogat egyszerűen, a vég elforgatásával beállítható.

Műszaki adatok

Térfogat/ csomagméret:	250 /csomag
------------------------	-------------