



Bag, sterile, WhirlPak, 207 mL, 500/pk

Termékszám:	2233100
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül	

Approved by U.S. Environmental Protection Agency (USEPA). Disposable, transparent polyethylene bags. Gas-sterilized, pull-tab openings. Can be marked with waterproof felt pen or marker. Sure "whirl" closure. Nasco.

Műszaki adatok

Kapacitás:	207 mL
Térfogat/ csomagméret:	500