



Reagent set, manganese, HR, periodate oxidation, 25 mL

Termékszám:

2243200

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható



For determination of Manganese by the Periodate Oxidation Method, Hach Method 8034. EPA Approved for wastewater reporting (digestion required) - Federal Register, 44, (116) 34193 (June 14, 1979). Range: 0.1 - 20.0 mg/l Mn. Sample Size: 25 mL. Set Contains: Buffer Powder Pillows (Citrate type) and Sodium Periodate Powder Pillows for 100 tests.

Műszaki adatok

EPA compliant:	Igen
Méréstartomány:	0.1 - 20.0 mg/L Mn
Mintatérfogat:	25 mL
Módszer név:	Periodate Oxidation
Módszer száma:	8034
Műszer:	DR/3000, DR/2000
Paraméter:	Manganese
Platform:	Porpárna
Tesztek száma:	100