



Reagent set, selenium (air freight configuration)

Termékszám:

2244201

Veszélyes

ELAVULT CIKK

Ez a termék már nem elérhető.



For determination of Selenium by the Diaminobenzidine Method. Hach Method 8194. Range: 0.01 - 1.00 mg/L Se. Reagents are packaged for air freight.

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0.01 - 1.00 mg/L
Módszer név:	Diaminobenzidine
Paraméter:	Selenium
Tesztek száma:	66 - 100