




**Be Right™**



## Cső, J

**Termékszám:**

**2264900**

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható

Általános célú desztilláló berendezéssel való használatra. Kerek alj, 500 mL kapacitás. Hosszú nyak elágazással és hőmérőporttal. A palack teste felé 90 mm-rel nyúlik a palacknyak, a palack teste felé 150 mm-rel nyúlik az elágazás. A nyak és az elágazás is 20 - 400 csavarmenet felületű. A hőmérőport 13 - 425 csavarmenet felületű.

---

### Műszaki adatok

Térfogat/ csomagméret:

1 darab