



Gázbuborékkoltató, MDM diffúziós cső

Termékszám:	2265600
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Általános célú desztilláló berendezéssel való használatra. Kerek alj, 500 mL kapacitás. Hosszú nyak elágazással és hőmérőporttal. A palack teste felé 90 mm-rel nyúlik a palacknyak, a palack teste felé 150 mm-rel nyúlik az elágazás. A nyak és az elágazás is 20 - 400 csavarmenet felületű. A hőmérőport 13 - 425 csavarmenet felületű.

Műszaki adatok

Térfogat/ csomagméret:	1 darab
------------------------	---------