



Tube, culture, 16 x 100 mm, pk/6

Termékszám:	2275806
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül	

CAPS SOLD SEPARATELY product number 2241106 (6 pieces).

Cap has a firmly bonded rubber liner, providing a sure and highly inert sealing surface.

Műszaki adatok

Átmérő:	16 mm
Hossz:	100 mm
Kapacitás:	Capacity to Neck 11 mL
Térfogat/ csomagméret:	6 pk