



Nicotinic Acid p-Toluenesulfonic Acid, 25 g

Termékszám:	2278124
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

(Nicotinic Acid PTSA) Protein-TKN standard: 4.743% N, 29.64% crude protein. For checking accuracy and digestion recovery in Total Nitrogen and TKN determinations. 25 g bottle. See 2277800 for the complete set of three standards with increasing resistance to digestion.

Műszaki adatok

Platform: Jar