



Digital titrator cartridge, ferrous ethylenediammonium sulfate, 0.00564 N

Termékszám:

2292301

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható



For chlorine determination by Digital Titrator titration, using DPD Free or Total Chlorine Reagent indicator. Hach Method 8210. Range: Up to 3.00 mg/L Cl₂. 0.00564 N FEAS. Digits x 0.01 = mg/L Cl₂ in a 25 mL sample.

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0 - 3.00 mg/L Cl ₂
Méréstartomány (2):	Chlorine, Total
Módszer név:	DPD-FEAS
Paraméter:	Chlorine, Free
Platform:	Digitális titrátor
Titrló:	0.00564 N FEAS