



Kalcium standard oldat, 10 mg/L, 100 mL

Termékszám: 2305442
HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül

Ionszelektív elektród (ISE) standard oldatai laboratóriumi elemzésekhez

ISE standard oldat. Kalcium, 10,00 mg/L $\pm 0,14$ mg/L Ca^{2+} (NIST). 100 mL-es palack

Visszavezethető szabványos NIST-referenciaanyagokra

A megbízható mérési eredmények elengedhetetlenek. E tekintetben kulcsfontosságú a felhasznált standard oldatok minősége.

Hach és más mérőeszközökhöz.

A pontos ISE-mérések alapját az ionszelektív elektród gondos kezelése és kalibrálása jelenti.

Megbízható csomagolás

Az élettartamot légmentesen lezárt csomagolás garantálja.

Műszaki adatok

Koncentráció:	10,00 mg/L $\pm 0,14$ mg/L Ca^{2+}
Különleges jegyzet:	A javasolt tárolást és felhasználást betartva a felbontást követően 3 hónapig eltartható.
Package settings:	Palack
Paraméter:	Kalcium
Platform:	Oldat
Tárolási feltételek:	10 – 25 °C (napfénytől védeni)
Térfogat/ csomagméret:	100 mL