



Standard solution, sodium chloride, 85.47 mg/L (180 µS/cm), 1L

Termékszám:	2307553
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül	

Conductivity standard solutions for laboratory and field analyses

For standardization and accuracy checks in conductivity measurements

Műszaki adatok

Koncentráció:	180 µS/cm at 25°C ±10 µS/cm at 25°C
Különleges jegyzet:	Observed shelf life after opening, following recommended storage and use: 3 months
Leírás:	Conductivity calibration solution
Minta:	NaCl
Package settings:	Bottle
Paraméter:	Conductivity
Platform:	Oldat
Tárolási feltételek:	10 - 25 °C (protect from light)
Térfogat/ csomagméret:	1000 mL