



Filter, acrocap, pore size 0.2 µm

Termékszám:	2323810
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

For sterilization or clarification of up to three liters of culture media or other aqueous solutions. Ideal for sterilization of solutions that tend to foam when filtered under vacuum. Inlet accepts 6.4 mm (0.25") tubing or most male luer fittings.

Műszaki adatok

Átmérő:	NA
Filter Type:	Filter, acrocap
Packing:	NA
Szemcseméret:	0.2 µm