



## Fluorid standard oldat, 100 mg/L, 500 mL

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Termékszám:</b>      | <b>23249</b>   |
| HUF Ár (nettó):         | Elérhetőségünk |
| Szállítás 2 héten belül |                |

### Ionszelektív elektród (ISE) standard oldatai laboratóriumi elemzésekhez

ISE standard oldat. Fluorid, 100 mg/L  $\pm 2$  mg/L F<sup>-</sup> (NIST). 500 mL-es palack

#### Visszavezethető szabványos NIST-referenciaanyagokra

A megbízható mérési eredmények elengedhetetlenek. E tekintetben kulcsfontosságú a felhasznált standard oldatok minősége.

#### Hach és más mérőeszközökhöz.

A pontos ISE-mérések alapját az ionszelektív elektród gondos kezelése és kalibrálása jelenti.

#### Megbízható csomagolás

Az élettartamot légmentesen lezárt csomagolás garantálja.

---

### Műszaki adatok

|                        |                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koncentráció:          | 100 mg/L $\pm 2$ mg/L F <sup>-</sup>                                                      |
| Különleges jegyzet:    | A javasolt tárolást és felhasználást betartva a felbontást követően 3 hónapig eltartható. |
| Leírás:                | Fluorid standard oldat                                                                    |
| Package settings:      | Palack                                                                                    |
| Paraméter:             | Fluorid                                                                                   |
| Platform:              | Oldat                                                                                     |
| Tárolási feltételek:   | 10 – 25 °C (napfénytől védeni)                                                            |
| Térfogat/ csomagméret: | 500 mL                                                                                    |