



Ammónia standard oldat, 1000 mg/L, 1 L

Termékszám:	2354153
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Ionszelektív elektród (ISE) standard oldatai laboratóriumi elemzésekhez

ISE standard oldat. Ammónia, 1000 mg/L ± 20 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$. 1 L-es palack

Hach és más mérőeszközökhöz.

A pontos ISE-mérések alapját az ionszelektív elektród gondos kezelése és kalibrálása jelenti.

Megbízható csomagolás

Az élettartamot légmentesen lezárt csomagolás garantálja.

Műszaki adatok

Koncentráció:	1000 mg/L ± 20 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$ (NIST)
Különleges jegyzet:	A javasolt tárolást és felhasználást betartva a felbontást követően 3 hónapig eltartható.
Leírás:	Ammónia standard oldat
Package settings:	Palack
Paraméter:	Ammónium
Platform:	Oldat
Tárolási feltételek:	10 – 25 °C (napfénytől védeni)
Térfogat/ csomagméret:	1 L