



Digital titrator cartridge, sodium thiosulfate, stabilized, 0.02256 N

Termékszám: 2409101
HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható

For determination of Chlorine by Digital Titrator titration. $0.02256 \text{ N Digits} \times 0.01 = \text{mg/L Cl}_2$ in 100 mL, $\text{Digits} \times 0.0000282 = \text{meq}$.
Stabilized sodium thiosulfate formulation.

Accurate results - when and where you need them

Digital Titrator methods use a high-precision dispensation device and cartridges of concentrated titrant to allow analyses in the lab, the plant or the field.

Fast and Flexible

Interchangeable cartridges allow you to change titrants in seconds. No cleaning or rinsing burets.

Versatile

More than 50 parameter/range combinations are available

Economical

Concentrated titrants allow 40-100 typical titrations per cartridge.

Műszaki adatok

Méréstartomány:	1 - 400 mg/L Cl_2
Módszer név:	Iodometric
Módszer száma:	8209
Paraméter:	Chlorine, Total
Platform:	Digitális titrátor
Tesztek száma:	40 - 100
Titrló:	0.02256 N $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$