



Reagent set, LR molybdenum, 5 mL

Termékszám:

2439500

Veszélyes

ELAVULT CIKK

Ez a termék már nem elérhető.



For determination of Low Range Molybdate Molybdenum by the ternary complex method, using visual test kits. Replacement reagent set for MO-LR Test Kit (2359300). Range: 0.25 - 3 mg/L Mo. Sample Size: 5 mL. Set contains: Molybdenum 1 Reagent Powder Pillows and Molybdenum 2 Reagent Solution for approximately 100 tests.

Műszaki adatok

Méréstartomány:

5 mL

Módszer név:

Ternary Complex