



Hardness (Calcium & Total Sequential) LR Reagent Set, Digital Titrator

Termékszám:

2448600

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható



For sequential determination of Calcium and Total Hardness by EDTA Digital Titrator titration. Hach method 8329. Range: 10-160 mg/L CaCO₃. Set contains Buffer Solution (Hardness 1), CalVer 2 Calcium Indicator Powder Pillows, ManVer 2 Hardness Indicator Powder Pillows, Potassium Hydroxide Solution (8 N), Sulfuric Acid (5.25 N) and 0.0800 M EDTA Digital Titrator Cartridge. Approximately 40-100 tests.

Accurate results - when and where you need them

Digital Titrator methods use a high-precision dispensation device and cartridges of concentrated titrant to allow analyses in the lab, the plant or the field.

Fast and Flexible

Interchangeable cartridges allow you to change titrants in seconds. No cleaning or rinsing burets.

Versatile

More than 50 parameter/range combinations are available

Economical

Concentrated titrants allow 40-100 typical titrations per cartridge.

Műszaki adatok

Méréstartomány:	10 - 160 mg/L CaCO ₃
Módszer név:	EDTA Titration
Módszer száma:	8329
Paraméter:	Hardness (Calcium and Total Sequential)
Platform:	Digitális titrátor
Speciális tulajdonság:	Reagent set, LR, Digital Titrator
Tesztek száma:	40 - 100