



nitrogen-nitrate Reagent Set, LR, 5 mL sample

Termékszám:

2460800

Veszélyes

ELAVULT CIKK

Ez a termék már nem elérhető.



For determination of Nitrogen-Nitrate by the Cadmium Reduction method. Sample Size: 5 mL For visual test kits. Reagent set includes: NitraVer[®] 3 Powder Pillows and NitraVer[®] 6 Reagent Powder Pillows for 100 tests.

Műszaki adatok

Méréstartomány:

0.01 - 0.50 mg/L NO₃--N

Módszer név:

Cadmium Reduction

Speciális tulajdonság:

Nitrate Reagent set, LR, 5 mL