



Buffer solution, ULR chlorine, pk/20

Termékszám:

2493120

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül



For ultra-low Total Chlorine Determination by the DPD method. Hach Method 8370. Range: 2 - 500 µg/L Cl₂ Ampuled for stability. Package of 20 1.5 mL ampules.

Műszaki adatok

Módszer név:	DPD
Módszer száma:	8370
Platform:	Oldat
Térfogat/ csomagméret:	20 /pk
Tesztek száma:	20